

Буфер для разведения и хранения MMLV ревертазы

Кат. # SB005

Версия 01 от 19 августа 2022 г.

Кат. #	Состав	Количество
SB005	MMLV Storage buffer	2.5 мл (5 x 0.5 мл)

Хранение: -20°C.

Транспортировка: при комнатной температуре.

Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Состав: 50 мМ Трис-HCl, pH 7.5, 300 мМ NaCl, 1 мМ EDTA, 1 мМ DTT, 50% глицерин, 0.01% Triton X-100.

Применение:

Буфер используется для разведения и хранения MMLV ревертазы в тех случаях, когда на реакцию требуется менее 100 ед. фермента.

Для повышения точности замешивания реакции мы рекомендуем подбирать разведение так, чтобы конечный объем фермента, добавляемого в реакционную смесь, был не менее 1 мкл.

Наборы и сервисы Евроген

 – ссылка на страницу
НАБОРА

Выделение и очистка нуклеиновых кислот 

 – ссылка на страницу
СЕРВИСА

Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ 

Синтез и амплификация кДНК  

Клонирование ДНК  

Выявление контаминации микоплазмой 

Оценка ДНК 

Нормализация кДНК  

Практикум по генной инженерии 

Генотипирование 

Синтез олигонуклеотидов и зондов 

Секвенирование по Сэнгеру 

NGS секвенирование 

Синтез генов 

Сайт-направленный мутагенез 

Синтез органических соединений 

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших наборах и сервисах
можно получить на сайте www.evrogen.ru

ЗАО Евроген
Москва 117997
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15
Тел.: +7 (495) 784-7084
order@evrogen.ru
www.evrogen.ru